

## 新西兰兔血清

### New Zealand Rabbit Serum

| 产品编号          | 产品名称   | 包装规格  |
|---------------|--------|-------|
| NBS0982-100ml | 新西兰兔血清 | 100ml |

#### 产品简介：

新西兰兔是实验动物中最常用的品种之一，因毛色纯白、体型适中（约 3–4 kg）、性情温顺而备受青睐。主要用于皮肤刺激试验、眼科药物评价、抗体制备及心血管研究，其皮肤敏感性强，适合化妆品和化学品安全性测试；眼球大且结构清晰，是眼科注射和药物研究的理想模型。耳缘静脉便于采血和注射，繁殖性能好，易于大规模饲养。

新西兰兔血清是采用健康新西兰兔血液为原料加工而成，经无菌采集、分离、微孔过滤分装而成。

#### 保存条件：

-20℃保存（五年有效）

#### 产品使用：

根据实验需求使用。

#### 注意事项：

1. 建议分装保存，以防反复冻融导致沉淀生成。若出现沉淀，可在无菌条件下以 3500rpm 离心 10min 去除。
2. 所有操作应在无菌条件下进行，防止微生物污染影响实验结果。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**相关产品：**

| 产品编号           | 产品名称          | 产品编号           | 产品名称           |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <u>NBS0973</u> | <u>鱼血清</u>    | <u>NBS0985</u> | <u>豚鼠血清</u>    |
| <u>NBS0974</u> | <u>猫血清</u>    | <u>NBS0986</u> | <u>鸡血清</u>     |
| <u>NBS0975</u> | <u>迷你猪血清</u>  | <u>NBS0987</u> | <u>大牛血清</u>    |
| <u>NBS0976</u> | <u>巴马香猪血清</u> | <u>NBS0988</u> | <u>小牛血清</u>    |
| <u>NBS0977</u> | <u>驴血清</u>    | <u>NBS0989</u> | <u>狗血清</u>     |
| <u>NBS0978</u> | <u>恒河猴血清</u>  | <u>NBS0990</u> | <u>山羊血清</u>    |
| <u>NBS0979</u> | <u>比格犬血清</u>  | <u>NBS0991</u> | <u>绵羊血清</u>    |
| <u>NBS0980</u> | <u>鸭血清</u>    | <u>NBS0992</u> | <u>马血清</u>     |
| <u>NBS0981</u> | <u>普通大鼠血清</u> | <u>NBS0993</u> | <u>猪血清</u>     |
| <u>NBS0982</u> | <u>新西兰兔血清</u> | <u>NBS0994</u> | <u>兔血清</u>     |
| <u>NBS0983</u> | <u>新生牛血清</u>  | <u>NBS0995</u> | <u>小鼠血清</u>    |
| <u>NBS0984</u> | <u>食蟹猴血清</u>  | <u>NBS0996</u> | <u>SD 大鼠血清</u> |

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！